

Sonda Tecnoscan SC

importvet

Ecógrafo para la detección precoz de la gestación y medición de la grasa dorsal



Sonda Tecnoscan SC S DE SWINE (PORCINO) — C DE CÓNVEIX

Sonda de ultrasonido Wi-Fi para diagnóstico reproductivo en vacas y yeguas .

Especificaciones:

- Canales de ultrasonidos: 8
- Duración de la batería 2,5 horas aprox.
- Tiempo de carga: 2,5 horas, inalámbrica
- Tipo de batería: Litio
- Sonda: Cónvex de 64 cristales
- Software: App Tecnoscan Connect para Android e iOS
- Medidas: 235 x 50 x 70 mm
- Peso: 246 gr.
- Estanco: Resistente al agua
- Dispositivo de visualización: Teléfono y tablet
- Certificaciones: CE/FCC/IC/EAC/Anatel

Características:

- Calidad de imagen: 64 cristales
- Durabilidad: Sonda electrónica
- Estanco sin conectores
- Diseño ergonómico para un fácil manejo
- Innovadora tecnología de baja potencia
- Imagen en tiempo real
- Sonda electrónica más duradera que las mecánicas
- Puede conectarse a cualquier dispositivo iOS o Android
- Sistema de escaneo BC
- Escaneo de grasa dorsal y gestación



App Tecnoscan Connect para Android e iOS

